

IEA Medical Nitrilhandschuhe schwarz (Für alle Größen)

Anwendung:


- Hände vor dem Anziehen der Nitrilhandschuhe sauber und trocken halten.
- Handschuhe anziehen und auf eine gute Passform achten, um optimale Beweglichkeit zu gewährleisten.
- Nach der Nutzung vorsichtig ausziehen und die Außenseite vermeiden, um Kontamination zu verhindern. Handschuhe ordnungsgemäß entsorgen.

Warnhinweise:

- Nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt; nicht wiederverwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Handschuhe beschädigt oder gerissen sind.
- Von übermäßiger Hitze fernhalten, um Materialschäden zu vermeiden.

Kontakt-Hersteller:

- info@titans-cn.com





 www.iea-medical.de
 info@iea-medical.com
 +49-89-4520503-0

S	Small, Klein, Petit, Pequeno, Piccolo
M	Medium, Mittel, Moyen, Mediano, Medio
L	Large, Groß, Grand, Grande
XL	Extra-Large, Extra-groß, Très Grand, Extra Grande

E Disposable examination and protective gloves made of nitrile, powder-free, non-sterile.

Notice: Contact with food is allowed. Latex-free, powder-free, and DEHP/DOP-free. Compliant with MD Regulation (EU)2017/745(Class I), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, PPE Regulation (EU)2016/425(CAT III), EN ISO 21420:2020, and EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Check for the damage before use. Do not use damaged gloves.

Donning & doffing gloves in a proper way is a skill that needs to be practised by healthcare workers and others that use gloves. Donning must be performed in the correct order to prevent transmission of infections. Keep hands clean before donning gloves. When removing the gloves, avoid allowing the outer surface of the gloves to come in contact with your skin, because the surface may have been contaminated with blood and other body fluids. Avoid snapping, as this may cause contaminants to splash into your eyes or mouth or onto your skin or other people nearby.

DE Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril; puderfrei; nicht steril.

Hinweis: Kontakt mit Lebensmitteln ist erlaubt. Latexfrei, puderfrei und DEHP/DOP-frei. Konform mit MD-Verordnung (EU) 2017/745 (Class I), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (CAT III), EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Prüfen Sie vor der Verwendung auf Beschädigungen.

Das richtige An- und Ausziehen von Handschuhen ist eine Fähigkeit, die von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und anderen, die Handschuhe verwenden, geübt werden muss. Das Anziehen muss einem bestimmten Ablauf folgen, um die Übertragung von Infektionen zu verhindern. Halten Sie Ihre Hände sauber, bevor Sie Handschuhe anziehen. Vermeiden Sie beim Ausziehen der Handschuhe, dass die Außenfläche der Handschuhe mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, da die Oberfläche mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten kontaminiert sein könnte. Vermeiden Sie das Anspannen der Handschuhe, da dadurch Verunreinigungen in Ihre Augen oder Ihren Mund oder auf Ihre Haut oder andere Personen in der Nähe spritzen können.

ES Guantes de protección y examen desechables de nitrilo, sin polvo, no estériles.

Noticia: Pueden entrar en contacto con alimentos. Sin látex, sin polvo y sin DEHP/DOP. Conformes con el Reglamento (UE) 2017/745(Class I), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, el Reglamento (UE) 2016/425(CAT III) sobre equipos de protección individual y las normas EN ISO 21420:2020 y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Compruebe que no están dañados antes de su uso. No utilice guantes que estén dañados.

Ponerse y quitarse los guantes de forma adecuada es una habilidad que el personal sanitario y otras personas que utilicen guantes deben practicar. La colocación debe realizarse en el orden correcto para evitar la transmisión de infecciones. Asegúrese de tener las manos limpias antes de ponerse los guantes. Al quitarse los guantes, evite que la superficie exterior de los guantes entre en contacto con su piel, ya que la superficie puede haberse contaminado con sangre y otros fluidos corporales. Evite romperlos, ya que esto podría ocasionar que los contaminantes le salpiquen a los ojos, a la boca, a la piel o a otras personas cercanas.

FR Gants d'examen et de production jetables en nitrile; non poudrés; non stériles.

Notice: Le contact avec les denrées alimentaires est autorisé. Sans latex, non poudrés, sans DEHP/DOP. Conformés au règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745(Class I), à la norme EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, au règlement relatif aux équipements de protection individuelle (UE) 2016/425(CAT III) et aux normes EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Vérifiez l'absence de détérioration avant utilisation. N'utilisez pas de gants endommagés.

La manière d'enfiler et d'enlever les gants correctement est une technique à laquelle doivent s'exercer les personnels de santé, ainsi que les autres personnes qui utilisent des gants. L'enfilage doit être effectué dans l'ordre correct afin d'éviter la transmission d'infections. Ayez les mains propres avant d'enfiler les gants. Lorsque vous retirez les gants, évitez de mettre leur surface extérieure en contact avec la peau, car cette surface peut avoir été contaminée par du sang et d'autres fluides corporels. Évitez de les distendre, car le retour brusque à leur forme initiale risquerait de projeter des contaminants dans les yeux ou la bouche, sur votre peau ou sur d'autres personnes à proximité.

IT Guanti monouso da esplorazione e protettivi realizzati in nitrile, privi di polvere, non sterili.

Attenzione: Il contatto con alimenti è consentito. Privi di lattice, polvere e DEHP/DOP. Conformi a Regolamento sui dispositivi medicali (UE) 2017/745(Class I), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE)2016/425(CAT III), EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Controllare che non presentino danni prima dell'uso. Non utilizzare guanti danneggiati.

Indossare e rimuovere i guanti in modo corretto rappresenta un'abilità che deve essere praticata da operatori sanitari e altri soggetti che utilizzano i guanti. Indossare nell'ordine corretto, al fine di evitare la trasmissione di infezioni. Prima di indossare i guanti le mani devono essere pulite. Quando si rimuovono i guanti, evitare di far entrare in contatto la superficie esterna dei guanti con la pelle, poiché la superficie

potrebbe essere contaminata da sangue o altri liquidi corporei. Evitare la rottura in quanto potrebbe comportare schizzi di contaminanti negli occhi, nella bocca, sulla pelle o su altri soggetti che si trovano nelle vicinanze.

PT Luvas de examinação e proteção descartáveis feitas de nitrilo; sem pó; não esterilizadas.

Notícia: O contacto com alimentos é permitido. Sem látex, sem pó e sem DEHP/DOP. Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745(Class I) relative a dispositivos médicos, EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, Regulamento (UE) 2016/425(CAT III) relative aos equipamentos de proteção individual, EN ISO 21420:2020 e EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Verifique a eventual existência de danos antes de utilizar. Não utilize luvas danificadas.

Calçar e remover as luvas de forma adequada é uma habilidade que tem de ser praticada pelos profissionais de saúde e outras pessoas que utilizem luvas. Deverá calçar as luvas de forma correta para evitar a transmissão de infeções. Limpe as mãos antes de calçar as luvas. Ao remover as luvas, evite que a superfície externa das luvas entre em contacto com a sua pele, porque a superfície pode ter sido contaminada com sangue ou outros fluidos corporais. Evite puxá-las, uma vez que estas poderão fazer com que os contaminantes sejam salpicados para os seus olhos ou boca ou para a sua pele e das pessoas que se encontrem à sua volta.

Manufactured by:
Hebei Tians Hongsen Medical Technology Co., Ltd.
Eastern Industrial Zone, Nangong City, Xingtai City, 051800 Hebei, China

Imported by:
IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61, D-81547 München
www.iea-trading.com
munch@iea-trading.com
+49-89-4520503-0

EC REP
MedNet EX-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster

EN ISO 374-1:2016
Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

LOT TNNS20230818

10-23
10-26



polvo, no estériles.

sin polvo y sin DEHP/DOP.
re productos sanitarios, la
2009, el Reglamento (UE)
normas EN ISO 21420:2020
de que no estén dañados

habilidad que el personal
cticar. La colocación debe
infecciones. Asegúrese de

guantes entre en contacto
con sangre y otros fluidos
que los contaminantes le
canas.

ndrés; non stériles.

é. Sans latex, non poudrés,
dispositifs médicaux (UE)
455-3:2015, EN455-4:2009,
viduelle (UE) 2016/425(CAT
AI:2018, EN ISO 374-5:2016.
N'utilisez pas de gants

it une technique à laquelle
tres personnes qui utilisent
afin d'éviter la transmission
ts. Lorsque vous retirez les
ec la peau, car cette surface
les corporels. Évitez de les
risquerait de projeter des
ou sur d'autres personnes à

nitrile, privi di polvere, non

attice, polvere e DEHP/DOP.
7745(Class I), EN455-1:2020,
sui dispositivo di protezione
N ISO 374-1:2016+AI:2018, EN
rima dell'uso. Non utilizzare

nta un'abilità che deve essere
lizzano i guanti. Indossare
nfezioni. Prima di indossare i
vono i guanti, evitare di far
pelle, poiché la superficie

potrebbe essere contaminata da sangue o altri liquidi corporei. Evitare la
rottura in quanto potrebbe comportare schizzi di contaminanti negli occhi,
nella bocca, sulla pelle o su altri soggetti che si trovano nelle vicinanze.

PT
Luvas de examinação e proteção descartáveis feitas de nitrilo, sem pó, não
esterilizadas.

Notícia: O contacto com alimentos é permitido. Sem látex, sem pó e sem
DEHP/DOP. Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745(Class I)
relative a dispositivos médicos, EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015,
EN455-4:2009, Regulamento (UE) 2016/425(CAT III) relative aos equipamentos
de proteção individual, EN ISO 21420:2020 e EN ISO 374-1:2016+AI:2018, EN ISO
374-5:2016. Verifique a eventual existência de danos antes de utilizar. Não
utilize luvas danificadas.

Calçar e remover as luvas de forma adequada é uma habilidade que tem de ser
praticada pelos profissionais de saúde e outras pessoas que utilizem luvas.
Deverá calçar as luvas de forma correta para evitar a transmissão de infeções.
Limpe as mãos antes de calçar as luvas. Ao remover as luvas, evite que a
superfície externa das luvas entre em contacto com a sua pele, porque a
superfície pode ter sido contaminada com sangue ou outros fluidos corporais.
Evite puxões, uma vez que estes poderão fazer com que os contaminantes
sejam salpicados para os seus olhos ou boca ou para a sua pele e das pessoas
que se encontrem à sua volta.

Manufactured by:
**Hebei Titans Hongsen Medical
Technology Co., Ltd.**
Eastern Industrial Zone, Nangong
City, Xingtai City,
051800 Hebei, China

Imported by:
IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
D-81547 München
www.iea-trading.com
munch@iea-trading.com
+49-89-4520503-0

EC REP

MedNet EX-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster

MADE IN PRC

LOT TNHS20230818

10-23

10-26

EN ISO 374-1:2016
Type B



KPT

EN ISO
374-5:2016



Virus



powder-free

100 pcs

M

Nitrile Exam Gloves

