

IEA Medical waschbare Bettunterlage - 75x85cm

Anwendung:

- Bettunterlage auf die Matratze legen, glatte Seite nach oben.
- Sicherstellen, dass sie flach und faltenfrei liegt, um Komfort zu gewährleisten.
- Nach der Nutzung bei Bedarf austauschen oder waschen.

Warnhinweise:

- Nicht verwenden, wenn die Unterlage beschädigt oder abgenutzt ist.
- Von Wärmequellen fernhalten, um Materialschäden zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, wenn nicht in Gebrauch.

Kontakt-Hersteller:

- info@bene-vit.de

Produktions- und
Lieferdaten:
Produktname: Bettunterlage
Produktcode: 175023
Produktgröße: 75x85 cm
Produktgewicht: 1,2 kg
Produktfarbe: Hellblau
Produktmaterial: 100% Baumwolle
Produkttyp: Bettunterlage
Produktanwendung: Baby, Senior, Tier
Produktanwendung: Baby, Senior, Tier
Produktanwendung: Baby, Senior, Tier



Bettunterlage

Inhalt 1 Stück
Größe: 75x85 cm

- ✓ waschbar
- ✓ saugstark
- ✓ hautverträglich
- ✓ vielseitig einsetzbar



Babys



Senioren



Tiere

100% Polyester / Polyester / Polyester /
Polyester / Poliestere
polyurethan-Folie / polyurethane film /
de polyuréthane / polyurethaan folie /
film di poliuretano



Charge 542896000

Hilfsmittelnummer 19.40.05.2098
made in Germany

Hersteller:
Benevit van Clewe GmbH & Co. KG
Loikumer Str. 18a, D-46499 Hamminkeln



Vertrieb:
IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61, D-81547 München
www.iea.medical.de